

ESTÉRIL
STÉRILE
STERILE

Hollister Wound Care
Hydrogel Impregnated Gauze Strip
Hydrogel Mèche de Gaze Imprégnée
Hydrogel Casa Impregnada en tiras

INSTRUCTIONS/MODE D'EMPLOI/INSTRUCCIONES

Restore

Graphical Symbols
Symboles graphiques
Símbolos Gráficos



USA: 1-800-323-4060/FAX Order: 847-680-1017
CANADA: 1-800-263-7400/FAX Order: 1-800-432-8846
ÉTATS-UNIS: 1-800-323-4060
Commande par télécopieur: 847-680-1017
CANADA: 1-800-263-7400
Commande par télécopieur: 1-800-432-8846
www.hollisterwoundcare.com

hollisterwoundcare and wave logo are trademarks of Hollister Incorporated.
Restore is a trademark of Hollister Wound Care, LLC.

hollisterwoundcare et le logo de wave sont des marques de commerce de
Hollister Incorporated. Restore est une marque de commerce de Hollister
Wound Care, LLC.

hollisterwoundcare y logotipo de wave son marcas registradas de Hollister
Incorporated. Restore es una marca registrada de Hollister Wound Care, LLC



Manufactured for:
Hollister Wound Care, LLC
Libertyville, Illinois 60048

Distributed in Canada by:
Distribué au Canada par:

Hollister Limited
Aurora, Ontario L4G 1G3

Printed in USA.
Imprimé aux États-Unis.
Impreso en EE.UU.
© 2006 Hollister Incorporated.
907690-A407

Hydrogel Impregnated Gauze Strip

Indications: Maintenance of a moist environment in stages II-IV pressure ulcers, stasis ulcers, 1st and 2nd degree burns, skin tears, cuts and abrasions.

Directions: Cleanse wound, if indicated. To open cup, pull back foil lid using aseptic procedure. Remove cotton ball. Pull gauze strip and pack wound. Cover with secondary dressing as required. Change gauze strip every 24 to 72 hours, or as required to maintain moist environment.

Warnings: For external use only. Avoid contact with eyes. If condition worsens or does not improve within seven days, consult a physician. Keep out of reach of children. In case of accidental ingestion, seek professional help.

Ingredients: Water, glycerin USP 99.7%, sodium polyacrylate, propylene glycol USP, hyaluronic acid, sodium metabisulfite FCC, methylparaben NF, propylparaben NF.

Hydrogel Mèche de Gaze Imprégnée

Indications: Maintien d'un milieu humide pour les plaies de pression de stade II-IV, ulcères de la jambe, brûlures du 1^{er} et 2^{er} degré, déchirures de la peau, lacerations et abrasions.

Mode d'emploi: Nettoyer la plaie, s'il y a lieu. Pour ouvrir, retirer le sceau de feuille d'aluminium de façon aseptique. Enlever la boule de ouate. Retirer la mèche et l'insérer dans la plaie. Recouvrir d'un pansement tel que requis. Changer la mèche toutes les 24 à 72 heures, ou au besoin pour maintenir un milieu humide.

Mise en Garde: Pour usage externe seulement. Éviter tout contact du produit avec les yeux. Si l'état de la plaie se détériore ou ne s'améliore pas dans les sept jours qui suivent, consulter un médecin. Tenir hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion accidentelle, consulter un professionnel de la santé.

Ingrédients: Eau, glycérine USP 99,7%, polyacrylate de sodium, propylène glycol USP, acide hyaluronique, métabisulfite de sodium FCC, methylparaben NF, propylparaben NF.

Hydrogel Gasá impregnada en tiras

Indicaciones: Mantiene un ambiente húmedo en las úlceras por presión en las etapas II a IV, en quemaduras de 1º y 2º grado, laceraciones de la piel, cortadas y abrasiones.

Instrucciones: Limpie la herida si está indicado. Para abrir, retire la cubierta de aluminio con un procedimiento aséptico. Retire el tapón de algodón. Saque la gasa en tiras y empaque la herida. Cubra con un apósito secundario en caso necesario. Cambie la gasa en tiras cada 24 o 72 horas o según se requiera para mantener el ambiente húmedo.

Advertencias: Exclusivamente para uso externo. Evite el contacto con los ojos. Si el paciente empeora o no mejora en siete días, consulte a un médico. Manténgase lejos del alcance de los niños. En caso de ingestión, busque ayuda profesional.

Ingrédients: Agua, glicerina USP 99.7%, poliacrilato de sodio, propileno glicol USP, ácido hialurónico, metabisulfito de sodio FCC, metilparabeno NF, propilparabeno NF.